

## JOBST Opaque Podkolanówki CCL 1, palce odkryte, kolor natural, długość regular



Cena od: 172,99 zł

### Opis produktu

## Podkolanówki uciskowe JOBST Opaque CCL1 (1 klasa kompresji)

to połączenie funkcjonalności z wyjątkowo miłym, bardzo przyjemnym w noszeniu materiałem. Delikatna, nieprzezroczysta tkanina dyskretnie ukrywa niedoskonałości, zapewniając efektywną ochronę przed wilgocią i ułatwiając codzienne zakładanie.

### NOWE OPAKOWANIA JOBST

Marka JOBST zmienia opakowania produktów - unikalny design i nowa kolorystyka, aby w prosty sposób identyfikować linie produktowe i potrzeby pacjentów. Produkt wewnątrz jest cięgle ten sam, nie zmienia się. Zmiana jest sukcesywna i płynna, więc w ramach zamówienia może być wysłane dotychczasowe opakowanie lub nowe, w zależności czy dany produkt został już wyprodukowany w nowym opakowaniu.

## SZCZEGÓŁY:

**KLASA KOMPRESJI:** I (18-21 mmHg)

**DŁUGOŚĆ:** Regular

**WERSJA:** Palce odkryte

**KOLOR:** Natural (Naturalny)

**WYKOŃCZENIE:** Mankiet SoftFit

**PRZEZNACZENIE:** dla kobiet, dla mężczyzn

**OPAKOWANIE:** 1 para

**SKŁAD:** 64% poliamid, 36% elastan

**DOSTĘPNE KOLORY:** Natural, Golden Beige, Caramel, Tan, Bronze, Espresso, Cranberry, Navy, Anthracite, Black



## Kryjące

Maskują drobne niedoskonałości i zapewniają stylowy wygląd.



## Odprowadzają wilgoć

Pomagają utrzymać skórę w suchości przez cały dzień.



## Soft Touch

Mieszanka delikatnych dla skóry włókien

## WSKAZANIA:

- Ciężkie i opuchnięte nogi
- Pajęczki
- Łylaki
- Przewlekła choroba żylna
- Profilaktyka

Więcej informacji na temat wskazań znajduje się w instrukcji użytkowania.

## JAK DOBRA? ODPOWIEDNI ROZMIAR?

Zmierz nogi w następujących miejscach:

1. Obwód w najwęższym miejscu nad kostką (cB)
2. Obwód w najszerszym miejscu w łydce (cC)
3. Obwód 2 cm pod kolaniem (cD)
4. Zmierz długość nogi – mierzymy na bosą, prosto postawioną stopę na podłodze, po

wewnętrznej stronie nogi, od podłogi do 2 cm pod kolanem

## Tabela rozmiarów

Obwód w cm							Przeгляд wszystkich obwodów i długości
Punkt pomiaru ▼	Rozmiary						
	I	II	III	IV	V	VI	
cG Standard	43-48	45-52	49-56	53-60	56-64	60-68	
cG Szerokie	49-57	53-62	57-67	61-72	65-77	69-81	
cG	43-57	45-62	49-67	53-72	56-77	60-81	
cF	39-52	41-56	44-60	47-65	50-69	53-73	
cE	30-37	33-40	35-43	37-45	39-48	41-51	
cD	27-33	29-36	32-39	34-42	36-45	38-48	
cC	28-34	30-37	33-40	35-43	37-46	39-49	
cB'	23-27	24-29	26-32	29-35	31-37	33-39	
cB	18-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30	
cY	26-31	28-33	29-35	31-37	32-38	33-40	
cA	17-22	19-24	21-26	23-29	25-32	27-34	
Długość w cm							
AD	Długość	/D	Regular	39-45	Petite	34-39	
AG		/G	Regular	70-80	Petite	60-69	
AT / AG-T		/K	Regular	75-85	Petite	65-75	
Max. część brzuszna Zalecenia w zależności od rozmiaru	I	od talii 80, bioder 95		IV-V	od talii 110, bioder 125		
	II-III	od talii 90, bioder 105		VI	od talii 120, bioder 135		

Pomiarów należy dokonywać na nieobciążonej kości. Dopasowanie stopnia ucisku ma bardzo duże znaczenie. Nie może on być zbyt delikatny, ponieważ będzie nieskuteczny. Z kolei zbyt silny ucisk może spowodować upośledzenie przepływu krwi w tętnicach kończyn dolnych.

## SPOSÓB ZAKŁADANIA:

Nakładanie produktów uciskowych zaleca się rano (przed wstaniem z łóżka) w pozycji leżącej. Zakładanie należy rozpocząć od palców do kostki, rozprowadzając przy tym materiały równomiernie na stopie. Trzeba zwrócić uwagę na dokładne umieszczenie pięt. Po nałożeniu do kolana, dokładnie rozprowadzić na tyłde zmniejszając nieco napięcie wynikające z nakładania. Na koniec wygładzić wszystkie zgrubienia i zmarszczenia. Aby zapobiec przetarciom i uszkodzeniom produktu, należy pielęgnować piętę, nosić w miękkim obuwiu oraz pilnować, by nie zahaczył produktu czymś ostrym.

## SPOSÓB CZYSZCZENIA I PRZECHOWYWANIA:

Prażyć ręcznie lub w pralce w wodzie o temp. 40°C przy użyciu delikatnych środków piorących. Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia. Nie należy prasować, chlorować, wybielać i czyścić chemicznie. Suszyć w stanie rozłożonym z daleka od źródła ciepła. Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym i zacienionym miejscu.

### BEZWZGLĘDNE PRZECIWWSKAZANIA:

- Zaawansowana obwodowa niedrożność tętnic
- Niewyrównana niewydolność serca
- Septyczne zapalenie żył

### WZGLĘDNE PRZECIWWSKAZANIA:

- Szczołce dermatozy
- Uczulenie na materiał, z którego wykonana jest pończocha uciskowa
- Zaburzenia czucia w kończynach
- Zaawansowana neuropatia obwodowa (np. cukrzyca)
- Pierwotne rozległe zapalenie stawów

### OSTRZEŻENIE:

Dobór klasy kompresji, rozmiar i stosowanie produktów medycznych uciskowych II klasy kompresji należy skonsultować z lekarzem. W razie wystąpienia ostrego bólu lub podrażnienia skóry trzeba zaprzestać noszenia i zgłosić to lekarzowi.

**To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.**

#### Warianty produktu



Rozmiar 1, długość regular

172,99 zł

Rozmiar 1, długość regular



Rozmiar 2, długość regular  
Rozmiar 2, długość regular

172,99 zł



Rozmiar 3, długość regular  
Rozmiar 3, długość regular

172,99 zł



Rozmiar 4, długość regular  
Rozmiar 4, długość regular

172,99 zł



Rozmiar 5, długość regular  
Rozmiar 3, długość regular

172,99 zł



Rozmiar 6, długość regular  
Rozmiar 6, długość regular

172,99 zł

## Galeria



### Opcje wykończenia Zewnętrzne/wewnętrzne



