

JOBST Opaque Rajstopy CCL 2, palce zakryte, kolor karmel, długość regular



Cena od: 302,99 zł

Opis produktu

Rajstopy uciskowe JOBST Opaque CCL2 (2 klasa kompresji) to

pożyczenie funkcjonalności z wyjątkowo miłym, bardzo przyjemnym w noszeniu materiałem.

Delikatna, nieprzezroczysta tkanina dyskretnie ukrywa niedoskonałości, zapewniając efektywną ochronę przed wilgocią i ułatwiając codzienne zakładanie.

NOWE OPAKOWANIA JOBST

Marka JOBST zmienia opakowania produktów - unikalny design i nowa kolorystyka, aby w prosty sposób identyfikować linie produktowe i potrzeby pacjentów. Produkt wewnątrz jest cięgle ten sam, nie zmienia się. Zmiana jest sukcesywna i płynna, więc w ramach zamówienia może być wysłane dotychczasowe opakowanie lub nowe, w zależności od tego czy dany produkt został już wyprodukowany w nowym opakowaniu.

SZCZEGÓŁY:

KLASA KOMPRESJI: II (23-32 mmHg)

DŁUGOŚĆ: Regular

WERSJA: Palce zakryte

KOLOR: Caramel (Karmelowy)

PRZEZNACZENIE: dla kobiet, dla m??czyzn

OPAKOWANIE: 1 sztuka

SK?AD: 60% poliamid, 40% elastan

DOST?PNE KOLORY: Natural, Golden Beige, Caramel, Tan, Bronze, Espresso, Cranberry, Navy, Anthracite, Black



Kryjące

Maskują drobne niedoskonałości i zapewniają stylowy wygląd.



Odprowadzają wilgoć

Pomagają utrzymać skórę w suchości przez cały dzień.



Soft Touch

Mieszanka delikatnych dla skóry włókien

WSKAZANIA:

- Ciężkie i opuchnięte nogi
- Pajęczki
- Żylaki
- Przewlekła choroba żylna
- Profilaktyka

Więcej informacji na temat wskazań znajduje się w instrukcji użytkowania.

JAK DOBRA? ODPOWIEDNI ROZMIAR?

Zmierz nogi w następujących miejscach:

1. Obwód w najwęższym miejscu nad kostką (cB)
2. Obwód w najszerszym miejscu w łydce (cC)
3. Obwód 2 cm pod kolaniem (cD)
4. Obwód w połowie uda (cF)
5. Obwód 3 cm poniżej pośladka (cG)
6. Zmierz długość nogi – mierzymy na boso, prosto postawionym stopem na podłodze, po wewnętrznej stronie nogi, od podłogi do 3 cm poniżej pośladka

Tabela rozmiarów

Obwód w cm							Przeгляд wszystkich obwodów i długości
Punkt pomiaru ▼	Rozmiary						
	I	II	III	IV	V	VI	
cG Standard	43-48	45-52	49-56	53-60	56-64	60-68	
cG Szerokie	49-57	53-62	57-67	61-72	65-77	69-81	
cG	43-57	45-62	49-67	53-72	56-77	60-81	
cF	39-52	41-56	44-60	47-65	50-69	53-73	
cE	30-37	33-40	35-43	37-45	39-48	41-51	
cD	27-33	29-36	32-39	34-42	36-45	38-48	
cC	28-34	30-37	33-40	35-43	37-46	39-49	
cB'	23-27	24-29	26-32	29-35	31-37	33-39	
cB	18-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30	
cY	26-31	28-33	29-35	31-37	32-38	33-40	
cA	17-22	19-24	21-26	23-29	25-32	27-34	
Długość w cm							
AD	Długość	/D	Regular	39-45	Petite	34-39	
AG		/G	Regular	70-80	Petite	60-69	
AT / AG-T		/K	Regular	75-85	Petite	65-75	
Max. część brzuszna Zalecenia w zależności od rozmiaru	I	od talii 80, bioder 95		IV-V	od talii 110, bioder 125		
	II-III	od talii 90, bioder 105		VI	od talii 120, bioder 135		

Pomiarów należy dokonywać na nieobciążonej kości. Dopasowanie stopnia ucisku ma bardzo duże znaczenie. Nie może on być zbyt delikatny, ponieważ będzie nieskuteczny. Z kolei zbyt silny ucisk może spowodować upośledzenie przepływu krwi w tętnicach kończyn dolnych.

SPOSÓB ZAKŁADANIA:

Nakładanie produktów uciskowych zaleca się rano (przed wstaniem z łóżka) w pozycji leżącej. Zakładanie należy rozpocząć od palców do kostki, rozprowadzając przy tym materiały równomiernie na stopie. Trzeba zwrócić uwagę na dokładne umieszczenie pięt. Po nałożeniu do kolana, dokładnie rozprowadzić na łydce zmniejszając nieco napięcie wynikające z nakładania. Na koniec wygładzić wszystkie zgrubienia i zmarszczenia. Aby zapobiec przetarciom i uszkodzeniom produktu, należy pielęgnować piętę, nosić w miękkim obuwiu oraz pilnować, by nie zahaczył produktu czymś ostrym.

SPOSÓB CZYSZCZENIA I PRZECHOWYWANIA:

Prążyć lub w pralce w wodzie o temp. 40°C przy użyciu delikatnych środków piorących. Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia. Nie należy prasować, chlorować, wybielać i czyścić chemicznie.

Suszy? w stanie roz?o?onym z daleka od ?róde? ciep?a. Przechowywa? w temperaturze pokojowej, w suchym i zacienionym miejscu.

BEZWZGL?DNE PRZECIWWSKAZANIA:

- Zaawansowana obwodowa niedro?no?? t?tnic
- Niewyrównana niewydolno?? serca
- Septyczne zapalenie ?y?

WZGL?DNE PRZECIWWSKAZANIA:




- S?cz?ce dermatozy
- Uczulenie na materia?, z którego wykonana jest po?czocho uciskowa
- Zaburzenia czucia w ko?czynach
- Zaawansowana neuropatia obwodowa (np. cukrzyca)
- Pierwotne rozleg?e zapalenie stawów

OSTRZE?ENIE:

Dobór klasy kompresji, rozmiar i stosowanie produktów medycznych uciskowych II klasy kompresji nale?y skonsultowa? z lekarzem. W razie wyst?pienia ostrego bólu lub podra?nienia skóry trzeba zaprzesta? noszenia i zg?osi? to lekarzowi.

To jest wyrób medyczny. U?ywaj go zgodnie z instrukcj? u?ywania lub etykiet?.

Warianty produktu

	Rozmiar 1, długość regular Rozmiar 1, długość regular	302,99 zł
	Rozmiar 2, długość regular Rozmiar 2, długość regular	302,99 zł
	Rozmiar 3, długość regular Rozmiar 3, długość regular	302,99 zł



Rozmiar 4, długość regular
 Rozmiar 4, długość regular

302,99 zł



Rozmiar 5, długość regular
 Rozmiar 3, długość regular

302,99 zł



Rozmiar 6, długość regular
 Rozmiar 6, długość regular

302,99 zł

Galeria



Przewidziane zastosowanie

CE	CE	CE	CE	CE	CE
0	1	2	3	4	5

Tabela rozmiarów

Płeć / wzrost	Długość					
	1	2	3	4	5	6
W	155-165	165-175	175-185	185-195	195-205	205-215
W	165-175	175-185	185-195	195-205	205-215	215-225
W	175-185	185-195	195-205	205-215	215-225	225-235
W	185-195	195-205	205-215	215-225	225-235	235-245
W	195-205	205-215	215-225	225-235	235-245	245-255
W	205-215	215-225	225-235	235-245	245-255	255-265

Przebieg produktów

Model	Długość			
	1	2	3	4
0	1	2	3	4
1	2	3	4	5
2	3	4	5	6
3	4	5	6	7
4	5	6	7	8
5	6	7	8	9



-  **Kryjące**
Maskują drobne niedoskonałości i zapewniają stylowy wygląd.
-  **Odprowadzają wilgoć**
Pomagają utrzymać skórę w suchości przez cały dzień.
-  **Soft Touch**
Mieszanka delikatnych dla skóry włókien

