

JOBST Sport Podkolanówki dla aktywnych CCL 2, kolor czarny/szary



Cena od: 167,99 zł

Opis produktu

Podkolanówki uciskowe JOBST Sport dla aktywnych CCL1 (1 klasa kompresji) zostały zaprojektowane specjalnie dla osób, które chcą zadbać o swoje nogi w czasie aktywności sportowej. Są one wyjątkowo wytrzymałe, miękkie, lekkie i oddychające. Amortyzowana podeszwa i pięty oraz antyzapachowa formuła, która utrzymuje nogi w świeżości. Technologia Advanced Comfort z aktywowanymi włóknami w gładkich odprowadza wilgoć z ciała, zapewniając komfort i suchotę.

NOWE OPAKOWANIA JOBST

Marka JOBST zmienia opakowania produktów - unikalny design i nowa kolorystyka, aby w prosty sposób identyfikować linie produktowe i potrzeby pacjentów. Produkt wewnątrz jest ciągle ten sam, nie zmienia się. Zmiana jest sukcesywna i płynna, więc w ramach zamówienia może być wysłane dotychczasowe opakowanie lub nowe, w zależności czy dany produkt został już wyprodukowany w nowym opakowaniu.

SZCZEGÓŁY:

KLASA KOMPRESJI: II (20-30 mmHg)

WERSJA: Palce zakryte

KOLOR: Black/grey (Czarny/szary)

PRZEZNACZENIE: dla kobiet, dla m??czyzn

SK??AD: 60% nylon, 30% poliester, 10% elastan

OPAKOWANIE: 1 para

DOST??PNE KOLORY: Pink/grey, Royal blue/grey, White/grey, Black/grey, Black/cool black

Przegląd asortymentu

Wersje	Rozmiar obuwia	Jednostka	Materiał	Ciśnienie uciskowe	
 AD Pink/grey	S (37-40) M (39-42) L (41-44) XL (42-46)	Para	60% nylon 30% poliester 10% elastan		Ciśnienie w okolicy kostki wynosi 15-20 mmHg*
Royal blue/grey					Ciśnienie w okolicy kostki wynosi 20-30 mmHg*
White/grey					
Black/grey					
Black/cool black					

* Ciśnienie 15-20 / 20-30 mmHg określone jest dla produktów JOBST Sport według amerykańskiego standardu i oznacza pierwszą lub odpowiednio drugą klasę kompresji CCL 1 / CCL 2, które tak samo, jak w przypadku standardu RAL, gwarantują gradient ucisku i tym samym skuteczność terapii.

WSKAZANIA:

- Ciężkie i opuchnięte nogi
- Pajęczki
- Żylaki
- Przewlekła choroba żylna
- Profilaktyka

Więcej informacji na temat wskazań znajduje się w instrukcji użytkowania.

JAK DOBRA? ODPOWIEDNI ROZMIAR?

Zmierz nogi w następujących miejscach:

1. Obwód w najwęższym miejscu nad kostką (cB)
2. Obwód w najszerszym miejscu w łydce (cC)
3. Dopasuj odpowiedni rozmiar obuwia zgodnie z tabelą poniżej

Tabela rozmiarów

Punkt pomiaru ▼	Rozmiary ►	S	M	L	XL
Obwód łydki (cC) w cm		28-38	30-42	32-46	34-50
Obwód kostki (cB) w cm		18-21	21-25	25-29	29-33
Rozmiar obuwia w cm		37-40	39-42	41-44	42-46

Pomiarów należy dokonywać na nieobrzękniętej kończynie. Dopasowanie stopnia ucisku ma bardzo duże znaczenie. Nie może on być zbyt delikatny, ponieważ będzie nieskuteczny. Z kolei zbyt silny ucisk może spowodować upośledzenie przepływu krwi w tętnicach kończyn dolnych.

SPOSÓB ZAKŁADANIA:

Nakładanie produktów uciskowych zaleca się rano (przed wstaniem z łóżka) w pozycji leżącej. Zakładanie należy rozpocząć od palców do kostki, rozprowadzając przy tym materiały równomiernie na stopie. Trzeba zwrócić uwagę na dokładne umieszczenie pięt. Po nałożeniu do kolana, dokładnie rozprowadzić na łydce zmniejszając nieco napięcie wynikające z nakładania. Na koniec wygładzić wszystkie zgrubienia i zmarszczenia. Aby zapobiec przetarciom i uszkodzeniom produktu, należy pielęgnować piętę, nosić właściwe obuwie oraz pilnować, by nie zahaczył produktu czymś ostrym.

SPOSÓB CZYSZCZENIA I PRZECHOWYWANIA:

Prać ręcznie lub w pralce w wodzie o temp. 40°C przy użyciu delikatnych środków piorących. Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia. Nie należy prasować, chlorować, wybielać i czyścić chemicznie. Suszyć w stanie rozłożonym z daleka od źródła ciepła. Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym i zacienionym miejscu.

BEZWZGLĘDNE PRZECIWWSKAZANIA:

- Zaawansowana obwodowa niedrożność tętnic
- Niewyrównana niewydolność serca
- Septyczne zapalenie żyły

WZGLĘDNE PRZECIWWSKAZANIA:




- Szczyce dermatozy
- Uczulenie na materiały, z którego wykonana jest pończocha uciskowa
- Zaburzenia czucia w kończynach
- Zaawansowana neuropatia obwodowa (np. cukrzyca)
- Pierwotne rozległe zapalenie stawów

OSTRZEŻENIE:

Dobór klasy kompresji, rozmiar i stosowanie produktów medycznych uciskowych II klasy kompresji należy skonsultować z lekarzem. W razie wystąpienia ostrego bólu lub podrażnienia skóry trzeba zaprzestać noszenia i zgłosić to lekarzowi.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.

Warianty produktu

	Rozmiar S (37-40) Rozmiar S (37-40)	167,99 zł
	Rozmiar M (39-42) Rozmiar M (39-42)	167,99 zł
	Rozmiar L (41-44) Rozmiar L (41-44)	167,99 zł



Rozmiar XL (42-46)

167,99 zł

Rozmiar XL (42-46)

Galeria



Tabela rozmiarów

Rozmiar pasażera	Pomiary	S	M	L	XL
Obwód bioder (C) w cm		80-98	91-101	101-106	104-110
Obwód kostki (D) w cm		18-21	21-25	25-29	29-33
Rozmiar obuwia w cm		37-40	39-42	41-44	42-45

Przebieg asortymentu

Wzrost	Rozmiar obuwia	zapobiega	material	ciężkość
160-170	37-40	zapobiega	100% bawełna	100 g/cm²
170-180	41-44	zapobiega	100% bawełna	100 g/cm²
180-190	45-48	zapobiega	100% bawełna	100 g/cm²
190-200	49-52	zapobiega	100% bawełna	100 g/cm²

© Copyright 2017. Wszystkie prawa zastrzeżone. Medima Marcin Iwoński jest odpowiedzialny za treść niniejszego ogłoszenia. Medima Marcin Iwoński nie odpowiada za treść ogłoszeń innych firm. Medima Marcin Iwoński nie odpowiada za treść ogłoszeń innych firm. Medima Marcin Iwoński nie odpowiada za treść ogłoszeń innych firm.

